

# PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 NR

JY-MF-B1

**Nazwa produktu:** PÓŁMASKA FILTRUJĄCA

**Rozmiar produktu:** 16 x 11 cm

**Model produktu:** JY-MF-B1

**Klasa produktu:** FFP2 NR

**Filtracja:** 95%

**Norma:** EN149:2001 + A1:2009, zgodność z EHSR rozporządzenia (UE) 2016/425

**Jednostka notyfikowana:** badanie typu UE przeprowadzone przez: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia. Jednostka notyfikowana nr 0598.



## **Dostępna dokumentacja:**

- Deklaracja zgodności [pobierz](#)
  - Test report SGS [pobierz](#)
- (SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji)
- SGS Certyfikat EU [pobierz](#)

**Skład produktu: (5 warstw):** 1 warstwa: włóknina polipropylenowa typu spunbond, 2 warstwa: bawełna filtracyjna, 3 & 4. warstwa: włóknina typu meltblown, 5. warstwa: włóknina polipropylenowa typu spunbond.

## **Materiał:**

zewnątrzna włóknina (50g / m<sup>2</sup>)  
bawełna filtrująca (40g / m<sup>2</sup>)  
melt-blown (2 warstwy, 50g / m<sup>2</sup>)  
wewnętrzna włóknina (35g / m<sup>2</sup>).

**Funkcje i przeznaczenie produktu:** Ochrona przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu. Nadaje się do codziennej ochrony w okresach sezonowych, takich jak grypa, smog i alergia na pyłki.

**Ostrzeżenia:** 1. Pasma włosów i nadmierny zarost mogą powodować powstawanie szczelin, przez które następuje wyciek. 2. Nie używać tej maski w środowisku o niskiej zawartości tlenu lub w atmosferze wybuchowej. 3. Jakość powietrza może wpłynąć na żywotność produktu.

**Środki ostrożności:** 1. Należy sprawdzić dopasowanie maski przed rozpoczęciem pracy i w trakcie używania. W tym celu należy umieścić obie ręce całkowicie na masce i wykonać mocny wydech. Jeśli powietrze przecieka wokół nosa,

należy wyregulować zacisk na nos, jeśli powietrze wycieka na brzegach, dopasować gumki na uszach. Nie należy używać maski, jeśli nie można uzyskać odpowiedniego uszczelnienia. 2. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Wymienić w przypadku wysokiego oporu podczas oddychania, uszkodzenia lub zanieczyszczenia (w przypadku plam krwi, kropelek itp.). 3. Przed użyciem należy sprawdzić datę przydatności do użycia 4. Maskę należy zdejmować chwytając za gumki, unikając dotykania zanieczyszczonej części. 5. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. 6. Zaleca się wymianę maski po każdej zmianie, po 8 godzinach. 7. Produkt jednorazowego użytku. Wyrzucić po użyciu.

**Sposób użycia:** 1. Nałożyć maskę na twarz, dolną częścią pod brodą i metalowym klipem na nos. 2. Założyć oddzielnie obie gumki na uszy. Nie krzyżować gumek. 3. Docisnąć metalowy zacisk na nos za pomocą palców obu rąk, aby dopasować metal do kształtu nosa. 4. Docisnąć maskę wokół krawędzi, tak aby zmniejszyć przepływ powietrza.

#### **Warunki magazynowania i transportu:**

Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od substancji korozyjnych i łatwopalnych. Przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania: 5°C - 50°C. Wilgotność : ≤80% RH.

**PAKOWANIE** Sposób pakowania: po 2 sztuki w woreczku foliowym (instrukcja i dane zadrukowane na folii w j.polskim i angielskim), a następnie 20 sztuk w opakowaniu ozdobnym kartonowym (10x 2 sztuki, instrukcja i dane zadrukowane na pudełku w j.polskim i angielskim).

Wymiary opakowania ozdobnego: 13 x 11,5 x 11,5 cm, 20 sztuk masek  
Wymiary kartonu zbiorczego: 59,5x28,2x60 cm, 50 sztuk kartoników ozdobnych w środku, razem 1000 sztuk masek.

Waga brutto kartonu zbiorczego: 9,5 kg  
Waga netto kartonu zbiorczego: 5,5 kg

## **ATRYBUTY**

Kod produktu	JY-MF-B1
Kolor	• biały
Wymiary	16x11 cm
Opakowanie	pudełko kartonowe
Pantone	-

Kod pakowania

Certyfikaty

Materiał

Znakowanie

-

EN149:2001+A1:2009 to show conformity to the EHSR of Regulation (EU) 2016/425.

- inne

- 

## **DANE LOGISTYCZNE**

Kod celny

Liczba kartonów na palecie

Liczba produktów w kartonie

Rozmiary kartonu

Waga kartonu

JY-MF-B1

0

50

59,5x28,2x60 cm

5.000 KGS

## **DOSTĘPNOŚĆ**

JY-MF-B1

Planowane dostawy dla: JY-MF-B1

3

**2021-02-01:** 310060 item(s)

**2021-02-05:** 500000 item(s)